

DESTINATION DU DISPOSITIF

- Guide de coupe
- Guide de réduction
- Guide de forage
- Guide de résection

MATÉRIAUX

Polymère ou titane

STÉRILISATION

Dispositif autoclavable

DÉLAI DE RÉALISATION

2 à 4 semaines

ennoïa assure pour vous la production de tout type de guides chirurgicaux à partir des données DICOM et d'une planification chirurgicale validée par vos soins.

Des guides de coupe, de réduction, de forage ou de résection, adaptés aux outils chirurgicaux (lame de scie, foret, etc...).

Produit à usage unique pour un patient unique.