

Implant d'amputation




DESTINATION DU DISPOSITIF

Remplacement d'un membre dans le cas d'une amputation basse



MATÉRIAUX

Titane et revêtement macroporeux



STÉRILISATION

Dispositif autoclavable



DÉLAI DE RÉALISATION

5 semaines



ennoïa propose des implants intra-osseux transcutanés sur lesquels est fixée une exoprothèse pour améliorer la mobilité de l'animal.

Des surfaces alvéolées facilitent l'intégration des tissus osseux, des tissus musculaires et de la peau.

Produit à usage unique pour un patient unique.