

Implant de stabilisation vertébrale

ennoïa^{vet}

Ingénierie Chirurgicale Personnalisée



DESTINATION DU DISPOSITIF

Instabilité vertébrale avec ou sans luxation



MATÉRIAUX

Titane



STÉRILISATION

Dispositif autoclavable



DÉLAI DE RÉALISATION

5 semaines

ennoïa vous propose des implants de stabilisation vertébrale permettant d'effectuer une arthrodèse.

Les implants sont associés à des guides de forage pour avoir une position précise des vis dans les corps vertébraux.

Produit à usage unique pour un patient unique.



ennoia-med.fr



[@ennoia](https://www.linkedin.com/company/ennoia)



Temis Innovation
18, rue Alain Savary
25 000 Besançon



06 70 07 49 91



info@ennoia-med.fr